

# RIQASNet 操作规程

第一步：登录网址：[www.rigas.net](http://www.rigas.net) 进入以下页面：



第二步：点击“登录”，进入以下页面：



第三步：点击“OK”，进入以下页面：



第四步：点击“输入结果”，进入以下页面：

**RIQAS**

主 页 | 登 陆 | 数据输入 ▼ | PDF报告 ▼ | 退 出

输入结果-您注册的实验室

实验室代码。NO.	注册识别码	项目
11/A	RIQAS CC updated 01/09/2003	CLINICAL CHEMISTRY
11/C	RIQAS Immunoassay	IMMUNOASSAY
11/R	RIQAS Urinalysis	URINALYSIS
11/S	RIQAS Coagulation	COAGULATION
11/V	RIQAS Urine Toxicology	URINE TOXICOLOGY
12/F	ToRCH	SEROLOGY (TORCH)
12/H	Syphilis	SEROLOGY (SYPHILIS)

第五步：您实验室当前所参加的所有计划将全部列出，点击您目前要上传结果的计划的实验室代码，进入以下页面：

主 页 | 登 陆 | 数据输入 ▼ | PDF报告 ▼ | 退 出

输入结果-选择周期和样本

IMMUNOASSAY

实验室代码。NO. 11/C

周期/样本	截止日期
周期 39, 样本 10	11/11/2013
周期 39, 样本 11	25/11/2013
周期 39, 样本 12	09/12/2013
周期 40, 样本 1	06/01/2014
周期 40, 样本 2	20/01/2014
周期 40, 样本 3	03/02/2014
周期 40, 样本 4	17/02/2014
周期 40, 样本 5	03/03/2014
周期 40, 样本 6	17/03/2014
周期 40, 样本 7	31/03/2014

先 前 页

**\*\* 当前样本 \*\***

第六步：点击“当前样本”标识所对应的样本号，进入结果录入页面：

主 页 | 登 陆 | 数据输入 ▼ | PDF报告 ▼ | 退 出

输入结果

**提交** 先 前 页

IMMUNOASSAY      周期: 40 样本: 1

截止日期: 06/01/2014

实验室代码。NO. 11/C

参数	单位	结果	请用 "." 作为小数点 不接受逗号
ACTH (Pilot)	pmol/l	<input type="radio"/> = <input type="radio"/> < <input type="radio"/> >	0
AFP	U/ml	<input type="radio"/> = <input type="radio"/> < <input type="radio"/> >	0
Aldosterone (Pilot)	pmol/l	<input type="radio"/> = <input type="radio"/> < <input type="radio"/> >	0
Amikacin (Pilot)	umol/l	<input type="radio"/> = <input type="radio"/> < <input type="radio"/> >	0
Androstenedione (Pilot)	nmol/l	<input type="radio"/> = <input type="radio"/> < <input type="radio"/> >	0

第七步：结果录入完毕后，点击“提交”即可